



Samlingsbroschyr förbrukning

Steriliserings- material



at the heart of healthcare

Innehåll

Sida

Steriliseringspåsar självhäftande	4
Steriliseringspåsar standard	5
Steriliseringspåsar med bälg	8
Steriliseringspåsar Tyvek® för låg temperatur	9
Steriliseringspåsar övriga	11
Packskynken	12
Autoklavtejp	17
Kontroller / tester	18
Kap- och försegling	22
Borstar och rengöringsprodukter	23
Färgkodning / märkning	29
Övrigt	33





Sterilisering av instrument

Instrument som används inom kirurgi, undersökningar och daglig vård måste underhållas, rengöras och steriliseras för att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Steriliseringstjänsten är ofta koncentrerad till de stora sjukhusen, men instrumentunderhåll görs även på mindre vårdenheter, laboratorier, vissa vårdcentraler och hos tandläkare.

Instrument och utrustning skall rengöras, desinficeras och förpackas innan de kan steriliseras.


Genom hög kvalitet på steriliseringsutrustning, såsom rätt utformning och tillförlitlighet av steriliserings- och förpackningsmaterial så kan vi säkerställa patientsäkerheten och förbättra den.

Mediq Sverige AB strävar kontinuerligt efter att erbjuda optimerade produkter, lansera nya avancerade produkter, öka produktmedvetenheten och produktkännedom, samt att i samarbete med våra kunder minska avfall, förhindra dubbelarbete och minska logistikkostnader.

Steriliseringspåsar - självhäftande

Engångsförpackningar måste vara utformade så att steriliseringsmedlet kan tränga in i förpackningen och nå produkten. De ger även utmärkt skydd av de steriliserade produkterna vid lagring, hantering och transport.

Mediq har ett brett utbud av olika typer och storlekar på förpackningsmaterial och uppfyller kraven enligt standarderna SFS-EN ISO 11607 och EN 868, vilket gör det lätt att välja den mest lämpliga förpackningslösningen.



Steriliseringspåse papper/plast med självhäftande förslutning

Självförslutande sterilpåse som lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO-sterilisering. Då påsen är självförslutande behövs ingen förseglingsapparat.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp
10016261	SS10	60 x 250 mm	200 / 1000
10016429	SS1	90 x 200 mm	200 / 1000
10016457	SS2	90 x 250 mm	200 / 1000
10016458	SS4	130 x 270 mm	200 / 1000
	SS4A	130 x 380 mm	200 / 1000
10016459	SS5	200 x 350 mm	200 / 1200
10017910	SS5A	190 x 330 mm	200 / 1000
10016262	SS6	250 x 400 mm	200 / 600
10016263	SS7	300 x 450 mm	200 / 600
Med bifogad indikator			
	SST1	90 x 200 mm	200 / 1000
	SST2	90 x 200 mm	200 / 1000
	SST3A	100 x 640 mm	200 / 1000
	SST4	130 x 270 mm	200 / 1000
	SST4A	130 x 380 mm	200 / 1000
	SST5A	190 x 330 mm	200 / 1000
	SST6	250 x 400 mm	200 / 600
	SST7	300 x 450 mm	200 / 600

Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse papper/plast plan

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för paketering av mindre instrument samt mindre containrar.

Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande samt 70 g/m² medicinskt specialpapper.

Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera de svetsade fogarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förseglingsstemperatur 165-190°C.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
10017787	S38	320 x 500 mm	100 / 600
10019139	S3260	320 x 600 mm	100 / 600
10020122	S3550	350 x 500 mm	
10018180	S31	420 x 500 mm	100 / 500
10018181	S32	420 x 600 mm	100 / 500

	Ref.nr	Storlek	Förp.
10018439	S17	50 x 200 mm	100 / 3600
10018612	S1	50 x 250 mm	100 / 2400
10001706	S24	75 x 150 mm	100 / 2400
10018442	S2	75 x 200 mm	100 / 2400
10018172	S23	75 x 230 mm	100 / 1800
10001578	S4	75 x 270 mm	100 / 3600
10018440	S18	75 x 300 mm	100 / 4200
10018153	S22	75 x 520 mm	100 / 2400
10018173	S25	100 x 150 mm	100 / 2400
10018178	S3	100 x 200 mm	100 / 1800
10021569	S1025	100 x 250	
10001577	S5	100 x 270 mm	100 / 3000
10017826	S8	100 x 300 mm	100 / 1200
10018441	S19	100 x 350 mm	100 / 1200
10017827	S9	100 x 400 mm	100 / 1200
10018616	S12	100 x 570 mm	100 / 1800
10018175	S27	120 x 400 mm	100 / 1200
10020309	S1225	120 x 250 mm	
10018437	S15	150 x 200 mm	100 / 1200
10017823	S6	150 x 270 mm	100 / 1800
10018443	S20	150 x 300 mm	100 / 1800
10018174	S26	150 x 350 mm	100 / 1800
10018617	S13	150 x 400 mm	100 / 1200
10018176	S28	150 x 520 mm	100 / 1200
10018183	S34	160 x 600 mm	100 / 1200
10018182	S33	180 x 320 mm	100 / 1000
10017824	S7	205 x 270 mm	100 / 600
10017825	S7A	205 x 340 mm	100 / 1000
10018613	S10	205 x 400 mm	100 / 600
10022078	S2142	205 x 420 mm	
10018614	S10A	205 x 440 mm	100 / 600
10017784	S35	205 x 600 mm	100 / 1200
10018444	S2070	205 x 700 mm	100 / 600
10017866	S2244	220 x 440 mm	100 / 600
10018438	S16	250 x 380 mm	100 / 1200
10018615	S11	250 x 500 mm	100 / 600
10017785	S36	250 x 600 mm	100 / 500
10017786	S37	250 x 700 mm	100 / 600
10018177	S29	270 x 350 mm	100 / 600
10018179	S30	270 x 440 mm	100 / 600
10018445	S21	300 x 500 mm	100 / 600
10018436	S14	300 x 570 mm	100 / 600

Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse papper/plast,
plan på rulle



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10018487	R39/31	50 mm x 31 m	1 / 10
10018490	R40/31	75 mm x 31 m	1 / 10
10018493	R41/31	100 mm x 31 m	1 / 10
10018556	R42/31	150 mm x 31 m	1 / 10
10018559	R43/31	200 mm x 31 m	1 / 6
10018562	R44/31	250 mm x 31 m	1 / 6
10018565	R45/31	300 mm x 31 m	1 / 6
10018486	R39/100	50 mm x 100 m	1 / 8
10018489	R40/100	75 mm x 100 m	1 / 8
10018492	R41/100	100 mm x 100 m	1 / 4
10018495	R42/100	150 mm x 100 m	1 / 2
10018558	R43/100	200 mm x 100 m	1 / 2
10018561	R44/100	250 mm x 100 m	1 / 2
10018564	R45/100	300 mm x 100 m	1 / 1
10018605	R47/100	400 mm x 100 m	1 / 1
10016244	R49/100	500 mm x 100 m	1 / 1
10017349	R600/100	600 mm x 100 m	1 / 1
10018485	R39	50 mm x 200 m	1 / 5
10018488	R40	75 mm x 200 m	1 / 4
10018491	R41	100 mm x 200 m	1 / 3
10017899	R125	125 mm x 200 m	1 / 2
10018494	R42	150 mm x 200 m	1 / 2
10018557	R43	200 mm x 200 m	1 / 1
10018560	R44	250 mm x 200 m	1 / 1
10018563	R45	300 mm x 200 m	1 / 1
10018566	R46	350 mm x 200 m	1 / 1
10018567	R47	400 mm x 200 m	1 / 1

Steriliseringspåse non-woven/plast

Sterilpåse non-woven/plast avsedd för förpackning av stora och tunga produkter. Laminatpåsen är gjord av en transparent, multi-X9 plastfilm, samt en avvisande 60 g/m² non-wovenduk. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen. Förseglingsstemperatur vid 150–180°C.



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10016258	SNW2040	205 x 400	500
10016422	SNW2744	270 x 440	500
10016423	SNW3250	320 x 500	500
10016424	SNW4260	420 x 600	300
10016225	SNW5065	500 x 650	200
10016426	SNW5075	500 x 750	200
10016427	SNW5775	570 x 750	200

Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse för robotinstrument

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för paketering av robotinstrument, framtagna i samråd med Intuitive, tillverkaren av da Vinci. Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön multi-X9 plastfilm som är vattenavvisande samt 100 g/m² medicinskt specialpapper. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera fogsvevningarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO-sterilisering. Förseglingsstemperatur 165-190°C. Extra starka för extra skydd.

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Beskrivning	Förp.
10023185	SDV10	200 x 800mm		100/400
10023186	SDV20	250 x 900mm		100/400
10023211	SSDV10	200 x 800mm	självförslutande	100/400
10023212	SSDV20	250 x 900mm	självförslutande	100/400



Steriliseringspåsar - med bälg

Steriliseringspåse papper/plast bälg



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10016779	B35	100 x 50 x 300 mm	50 / 500
10016183	B30	100 x 50 x 360 mm	50 / 500
10016775	B31	150 x 50 x 400 mm	50 / 500
10016776	B32	150 x 50 x 460 mm	50 / 500
10016780	B36	200 x 55 x 400 mm	50 / 250
10016777	B33	200 x 55 x 500 mm	50 / 250
10016781	B37	250 x 65 x 480 mm	50 / 250
10016778	B34	300 x 80 x 550 mm	50 / 250
10016184	B38	420 x 100 x 570 mm	50 / 250

Steriliseringspåse papper/plast - bälg på rulle



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10016245	RB50	75 x 20 mm x 100 m	1 / 4
10018606	RB51	100 x 50 mm x 100 m	1 / 3
10018607	RB52	150 x 50 mm x 100 m	1 / 2
10018608	RB53	200 x 55 mm x 100 m	1 / 1
10018609	RB54	250 x 65 mm x 100 m	1 / 1
10018610	RB55	300 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10016246	RB56	350 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10018611	RB57	400 x 80 mm x 100 m	1 / 1
10017911	RB59	500 x 80 mm x 100 m	1 / 1

Steriliseringspåsar - med indikator

Tyvek®/plast med indikator

Tyvek®/laminat är avsedd för förpackning av produkter som inte är lämpliga för ångsterilisering. Wipak laminatpåse är gjord av klar polyetenfilm och ett poröst polyetenmaterial som tillverkas av DuPont™. Lämplig användning väteperoxid, formalin och etylenoxid. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen. Tryck med väteplasmprocess indikator, förseglingsstemperatur av 120-130°C (gäller ej självhäftande påsar).

Steriliseringspåse plan - för låg temperatur



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10015870	LTS7520	75 x 200 mm	200 / 1000
10015866	LTS1025	100 x 250 mm	200 / 1000
10015867	LTS1530	150 x 300 mm	200 / 1000
10016222	LTS1644	160 x 440 mm	200 / 600
10015868	LTS1660	160 x 600 mm	200 / 600
10015869	LTS2038	205 x 380 mm	200 / 1200
10015711	LTS2065	205 x 650 mm	300 / 300
10016223	LTS2538	250 x 380 mm	200 / 600
10016224	LTS2550	250 x 500 mm	200 / 600

Steriliseringspåse plan på rulle - för låg temperatur



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10015852	LTR40	75 mm x 100 m	1 / 1
10015853	LTR41	100 mm x 100 m	1 / 1
10016208	LTR42	150 mm x 100 m	1 / 1
10015854	LTR43	200 mm x 100 m	1 / 1
10015855	LTR43A	225 mm x 100 m	1 / 1
10016266	LTR44	250 mm x 100 m	1 / 1
10015864	LTR45	300 mm x 100 m	1 / 1
10015865	LTR46	350 mm x 100 m	1 / 1
10016209	LTR47	400 mm x 100 m	1 / 1
10016221	LTR49	500 mm x 100 m	1 / 1

Steriliseringspåsar - med indikator

Steriliseringspåse självhäftande förslutning plan - för låg temperatur

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10016225	LTSS2	90 x 250 mm	200 / 1000
10016226	LTSS4A	130 x 380 mm	200 / 1000
10016227	LTSS7	300 x 450 mm	200 / 600



Steriliseringspåse, papper värmeförseglingsbar med indikator för ånga

Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
10016230	PB2	110 x 30 x 190 mm	1000
10017789	PB3	125 x 50 x 250 mm	1000
10016231	PB4	140 x 75 x 250 mm	500
10016232	PB5	140 x 50 x 330 mm	500
10016241	PB6	165 x 50 x 380 mm	500
10018484	PB7	180 x 95 x 380 mm	500
10016242	PB9	250 x 100 x 380 mm	500



Steriliseringspåsar - övrigt

Polyamid

Steriliseringspåse tillverkad av Polyamid vilket är resistent mot höga temperaturer och är därför väl lämpad för sterilisering vid höga temperaturer. Påsen kan stängas med tejp eller en impulsförslutare.

Steriliseringspåse - på rulle för hög temperatur


Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp
10016201	HR39	50 mm x 200 m	1 / 5
10016202	HR40	75 mm x 200 m	1 / 4
10016098	HR41	100 mm x 200 m	1 / 3
10016099	HR43	200 mm x 200 m	1 / 1
10016203	HR44	250 mm x 200 m	1 / 1



Packskynten

Steriking Crepe papper - grönt

Ljusgrönt packskynte 60 g/m², lämplig för ånga- och ETOsterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Tillverkad av mer än 95% syreblekt cellulosa.




Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SPC40G	40 x 40 cm	500
10016259	SPC50G	50 x 50 cm	500
10016260	SPC60G	60 x 60 cm	500
10016428	SPC75G	75 x 75 cm	250
	SPC90G	90 x 90 cm	250
	SPC100G	100 x 100 cm	250
	SPC120G	120 x 120 cm	100

Steriking non-woven supersoft - grönt

Supersoft, grönt extra mjukt packskynte 52 g/m² eller 66 g/m², non-woven, lämplig för ånga och gassterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	NWG52-60	60 x 60 cm	500
	NWG52-75	75 x 75 cm	200
	NWG52-90	90 x 90 cm	200
	NWG52-100	100 x 100 cm	200
	NWG52-120	120 x 120 cm	100



Packsynken

Steriking SMX1 - Prowrap, ljusblått

Ljusblått syntetisk packsynke SMX 37 g/m², lämplig för ånga, gas och låg värmesterilisering. Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
Små och medelstora laster.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SMX1040	40x 40 cm	640
	SMX1075	75 x 75 cm	200
	SMX1090	90 x 90 cm	160
	SMX1100	100 x 100 cm	160
	SMX1120	120 x 120 cm	120
	SMX1120/140	120 x 140 cm	104
	SMX1140	140 x 140 cm	104

Steriking SMX2 - Prowrap, blått


Blått syntetisk packsynke SMX 47 g/m², lämplig för ånga, gas och låg värmesterilisering. Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS* Normala och medelstora laster.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SMX2050	50 x 50 cm	480
	SMX2060	60 x 60 cm	480
	SMX2075	75 x 75 cm	200
	SMX2090	90 x 90 cm	120
	SMX2100	100 x 100 cm	120
	SMX2120	120 x 120 cm	120
	SMX2120/140	120 x 140 cm	104
	SMX2140	140 x 140 cm	80

Steriking SMX2G - Prowrap, grönt

Grönt syntetisk packsynke SMX 47 g/m², lämplig för ånga, gas och låg värmesterilisering. Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
Normala och medelstora laster.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SMX2G075	75 x 75 cm	200
	SMX2G090	90 x 90 cm	120
	SMX2G100	100 x 100 cm	120
	SMX2G120	120 x 120 cm	120

Steriking SMX3 - Prowrap, blått

Blått syntetisk packsynke SMX 55 g/m², lämplig för ånga, gas och låg värmesterilisering. Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
Tunga laster.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SMX3075	75 x 75 cm	120
	SMX3090	90 x 90 cm	120
	SMX3100	100 x 100 cm	120
	SMX3120	120 x 120 cm	104

Packskynten

Steriking SMX4 - Prowrap, blått

Blått syntetisk packskynte SMX 75 g/m², lämplig för ånga, gas och låg värmesterilisering. Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*. Extra tunga laster.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	SMX4075	75 x 75 cm	120
	SMX4090	90 x 90 cm	104
	SMX4100	100 x 100 cm	104
	SMX4120	120 x 120 cm	80

Steriking Combi Wrap CW5 SMX1/NWL

Förpackning med 2 packskynten med olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

- SMX1, ljusblått syntetisk packskynte SMX 37 g/m². Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
- Super soft, grönt extra mjukt packskynte 52 g/m² non-woven, tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Lämplig för ånga- och ETOsterilisering. Lätta laster.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	CW5075	75 x 75 cm	240
	CW5090	90 x 90 cm	200
	CW5100	100 x 100 cm	144
	CW5120	120 x 120 cm	120
	CW5140	140 x 140 cm	104
	CW5150	150 x 150 cm	80

Steriking Combi Wrap CW6 SMX2/NWL

Förpackning med 2 packskynten av olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

- SMX2, blått syntetisk packskynte SMX 47 g/m², material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
- Super soft, grönt extra mjukt packskynte 52 g/m² non-woven tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Lämplig för ånga och gassterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Normala och medelstora laster.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
	NWB50	50 x 50 cm	500
	NWB75	75 x 75 cm	250
	NWB80	80 x 80 cm	250
	NWB90	90 x 90 cm	250
	NWB100	100 x 100 cm	250
	NWB100/140	100 x 140 cm	100
	WI-NWB120	120 x 120 cm	100




Packskynten

Steriking Combi Wrap CW7 SMX3/NWL

Förpackning med 2 packskynten av olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

- SMX3, blått syntetisk packskynte SMX 55 g/m², material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
- Super soft, grönt extra mjukt packskynte 52 g/m² non-woven tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Lämplig för ånga och gassterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Tunga laster.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp
	CW7075	75 x 75 cm	240
	CW7090	90 x 90 cm	200
	CW7100/160	100 x 160 cm	72
	CW7120/140	120 x 140 cm	120




Steriking Combi Wrap CW8 SMX4/NWL

Förpackning med 2 packskynten av olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

- SMX4, blått syntetisk packskynte SMX 75 g/m². Material 100% polypropen. 5 lager, SSMMS*
- Super soft, grönt extra mjukt packskynte 52 g/m² non-woven tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Lämplig för ånga och gassterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Extra tunga laster.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp
	CW8120/140	120 x 140 cm	104



Steriking Combi Wrap CW10 SMX4/SMX2G

Förpackning med 2 packskynten av olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

- SMX4, blått syntetiskt packskynte SMX 75 g/m², Material 100 % polypropen, 5 lager, SSMMS*
- SMX2G, grönt syntetiskt packskynte SMX 47 g/m², Material 100 % polypropen, 5 lager, SSMMS*

Lämplig för ånga och gassterilisering. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. För extra tunga laster såsom ortopediska instrument.

Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp
	CW10075	75 x 75 cm	120
	CW10090	90 x 90 cm	104
	CW10100	100 x 100 cm	104
	CW10120	120 x 120 cm	80
	CW10140	140 x 140 cm	80

Packskynten

Packskynte Reliance® Solo

Syntetiskt enstegs packskynte i ett tvålagers SMMMS-SMMMS material.

- Förenklad packprocess
- Enstegs aseptisk presentation
- Funktionell barriär som ger ett bra skydd mot penetration av mikroorganismer genom de två lagren
- Bra skydd mot revor och hål
- Två färger (grönt/blått) ger en enkel identifiering av skador vid frakt/lagring
- Validerad för de vanligaste steriliseringsprocesserna (sterrad, ånga, etylenoxid och plasma)
- Tre styrkor/tjocklekar finns tillgängliga beroende på tyngden på lasten
- Uppfyller standarderna EN 868-2 och EN ISO 11607-1
- Latexfri
- Varje packskynte är märkt med batchnummer för full spårbarhet

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Vikt	Storlek mm	Förp.
10021480	5870086060060	200 B/G	43/43g	600 x 600	150
10009619	5870086075075	200 B/G	43/43g	750 x 750	96
10009626	5870086090090	200 B/G	43/43g	900 x 900	54
10009615	5870086100100	200 B/G	43/43g	1000 x 1000	54
10015356	5870086120120	200 B/G	43/43g	1200 x 1200	54
10015369	5870086140140	200 B/G	43/43g	1400 x 1400	36
10009684	5864100075075	300 B/G	50/50g	750 x 750	66
10009631	5864100100100	300 B/G	50/50g	1000 x 1000	54
10009652	5864100120120	300 B/G	50/50g	1200 x 1200	54
10015370	5864100140140	300 B/G	50/50g	1400 x 1400	36
10009695	5865120100100	400 B/G	60/60g	1000 x 1000	54
10001395	5865120120120	400 B/G	60/60g	1200 x 1200	36
10009698	5865120140140	400 B/G	60/60g	1400 x 1400	36

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Packskynte Reliance® tandem

Packskynte av SMS, varvat ej sammansvetsat. Blå 43 gram, grön 43 gram.

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Storlek mm	Förp.
10019083	5864100075075	43/43g B/G	750 x 750	180
10019084	5865120100100	43/43g B/G	1000 x 1000	150
10019085	5646043120120	43/43g B/G	1200 x 1200	102
10019126	5865120140140	43/43g B/G	1400 x 1400	102



Autoklavtejp

Autoklavtejp med indikator, klass 1 enligt ISO 11140-1:2005. Den blå tejp är avsedd för SMS-baserade packskynken och har extra bra häftförmåga.

Färgändring på indikatorn är från grönt till en mörk grå/svart färg.



Art.nr	Ref.nr.	Färg	Storlek	Förp
10019350	ITS19GL	vit / gul	19 mm x 50 m	1 / 48
10019351	ITS25GL	vit / gul	25 mm x 50 m	1 / 36
10015851	JTB19SG	blå / grön	19 mm x 50 m	1 / 48
10015971	JTB25SG	blå / grön	25 mm x 50 m	1 / 36

Tejp med indikator.

Användningsområden exempelvis metall, glas, papper och olika plaster. Rekommenderas att användas inom 2 år från tillverkningsdatum.

Art.nr	Ref.nr.	Omsl. färg	Storlek	Sterilisering	Förp.
10016205	ITH19	grön → brun	19 mm x 50 m	torr-värme	1 / 48
10016204	ITE19	brun → grön	19 mm x 50 m	ETO	1 / 48

Autoklavtejp utan indikator för användning vid ång-, ETO- och formaldehyd sterilisering.



Art.nr	Ref.nr.	Färg	Storlek	Förp
10015846	ITN19	natur	19 mm x 50 m	1 / 48
10015847	ITN25	natur	25 mm x 50 m	1 / 36
10021852	JTB19N	blå	19 mm x 50 m	1 / 48
10021853	JTB25N	blå	25 mm x 50 m	1 / 36

Hållare för autoklavtejp

Art.nr	Ref.nr	Passar till	Förp
10016495	TDS25	25 mm	1



Kontroller och tester

Lastkontroll

Compact-PCD, för rutinkontroll av varje ångsteriliseringsprocess med avseende på otillräcklig luftborttagning, läckage i autoklaven och icke kondenserbara gaser i ångan. Denna PCD kontrollerar solida instrument, porösa laster och komplexa ihåliga instrument (Hollow A) enligt EN867-5.

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Färg	Förp.
10011841	G200-021	endast PCD	orange	1
10011975	G211-263	startset, inkl. 100 indikatorer	orange	1



Lastkontroll

Compact-PCD, för rutinkontroll av varje ångsteriliseringsprocess med avseende på otillräcklig luftborttagning, läckage i autoklaven och icke kondenserbara gaser i ångan. Denna PCD kontrollerar solida instrument, porösa laster och vanliga ihåliga instrument (ej Hollow A).

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Färg	Förp.
10010762	G200-020	endast PCD	grön	1
10011199	G211-253	startset, inkl. 100 indikatorer	grön	1

Sterilkontroll

Denna PCD kan simulera karakteristiken hos poröst gods, solida instrument och komplexa ihåliga instrument med avseende på luftborttagning och ångpenetration. Compact-PCD funktionstest av ångautoklaver för att kontrollera luftborttagning och ångpenetration enligt EN 285, EN 554 och EN 867-5 (G211-121 ej EN 867-5)

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Färg	Förp.
10012147	G211-151	endast PCD	blå	1
10012146	G211-150	startset, inkl. 100 indikatorer	blå	1
10012145	G211-121	endast PCD	lila	1
10011113	G211-120	startset, inkl. 100 indikatorer	lila	1



Indikatorer



Art.nr	Ref.nr.	Passar till	Längd	Förp.
10011974	G211-255	orange och grön PCD	4 rutor	500
10011847	G211-112	blå och lila PCD	6 rutor	250

Tillbehör

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10011517	G211-212/ST	Ringpackning Bd och Pcs helix 1 st	1
10011114	G211-212	Ringpackning Bd och Pcs Helix	1
10012803	G200-013	Process Challenge device test-set	5
10011845	G200-113	Skruv-lock till kontroll M10 orange, grön, blå, lila	
10011844	G200-111	Skruv-lock till kontroll M12 orange, grön, blå, lila	

Kontroller och tester

Kemiska steriliseringsindikatorer

2-delad multivariabel indikatorremsa, klass 4 enligt ISO 11140-1:2005 för ånga, passar både 121°C och 134°C. Färgförändring på indikatorn från ljust till svart. Rekommenderas användas inom 4 år från tillverkningsdatum.

Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016773	AC250/500	250 / 500



Kemisk indikator, klass 6 enligt ISO 11140-1:2005, utvecklad för kontroll av alla kritiska processparametrar. Verifierar att lämpliga förhållanden uppnås vid steriliseringsprocessen. Fungerar som en del av kriterierna för godkännande av sterila produkter. Steriking AC6 indikatorremsa är avsedd för ångsterilisering (134°C, 3,5 min). Färgändring: grön -> brun.

Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016774	AC6	250



Kemisk indikator, klass 1 enligt ISO 11140-1:2005, för kontroll av processen i formaldehyd autoklaver. Färgändring på indikatorn är från lila till grönt.

Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016097	EO250/500	250 / 500



Kemisk indikator, klass 1 enligt ISO 11140-1:2005, för kontroll av processen i väteperoxid autoklaver. Färgändring på indikatorn är från gult till blått.

Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016243	PL500	500



Självhäftande kemisk indikator, klass 1 enligt ISO 11140-1:2005, för kontroll av processen i väteperoxid autoklaver. Färgändring på indikatorn är från gult till blått.

Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016206	ITP20	200



Kontroller och tester

Steriletikett för T-doc

3-delad steriletikett på rulle 56 x 102 mm med en separat omslagsindikator för ånga på varje del. Etiketterna finns tillgängliga med olika innerdiameter vilket ger en varierande storlek på rullens ytterdiameter. Passar till Getinges dokumentationssystem.



Art.nr	Ref.nr.	Rullens ID Ø cm	Rullens YD Ø cm	Förp.
10022889	G211-369	3,81	12	800
10011977	G211-370	7,62	13,6	800

Paket indikator

Indikatorer för paket, används på insidan av varje paket för att kontrollera relevanta parametrar i steriliseringsprocessen. ISO 11140-1.



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Klass	Förp
10017632	G211-224	14 x 65 mm	5	400
10012148	G211-241	23 x 65 mm	6	2000

Containeretikett

Indikatorer för förseglning av containrar. Klass 1. ISO 11140-1.



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Tapplängd	Förp.
10011976	G211-362	70 x 29 mm	70 mm	1008

Kontroller och tester

Steriletiketter



Art.nr	Ref.nr.	Utförande	Färg	Förp
10010745	G240-871	med indikator för ånga	grön	1 / 12
10013655	G240-872	med indikator för ånga	blå	1 / 12
10013656	G240-873	med indikator för ånga	röd	1 / 12
10013657	G240-874	med indikator för ånga	gul	1 / 12
10013658	G240-883	formalin 3-linjer		1 / 2
10010743	G240-861	utan indikator	grön	1 / 12
10013653	G240-862	utan indikator	blå	1 / 12
10010744	G240-863	utan indikator	röd	1 / 12
10013654	G240-864	utan indikator	gul	1 / 12


Märkpistol för 3-linjers steriletiketter



Art.nr	Ref.nr.	Benämning	Förp
10017571	G240-820	rad 1, 3 bokstäver, 9 siffror rad 2 och 3 endast siffror	1
10010746	G240-892	färgdyna till märkpistol	1

Rengöringsindikator

Clean-Record® testsystem för validering och rutinövervakning av rengöringsprocesser i tvättmaskiner, diskdesinfektorer, spoldesinfektorer och även i ultraljudsbad.



Art.nr	Ref.nr.	Nivå	Färg	Förp
10011269	G810-001	0	orange	160
10013778	G810-101	1	gul	160
10011273	G810-401	4	röd	160
10011375	G810-901	multi 2,3 och 4	grön/ blå/ röd	160
RENGÖRINGSINDIKATOR FÖR ULTRALJUD				
10011270	G810-111	1	gul	40
10011271	G810-211	2	grön	40
10011272	G810-311	3	blå	40
10011374	G810-411	4	röd	40
10010754	G800-100	hållare, rostfritt stål		1
10010756	G800-116	hållare 20 cm, stål		1
10013777	G800-117	hållare 40 cm, stål		1
10013776	G800-115	hållare ultra-sonic indikatorer (7cm)		1

Kap- och förseglingsmaskiner

Kapmaskin för rullar



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Förp.
	CD600	600 mm	1
10016199	CD900	900 mm	1
10016185	CD1200	1200 mm	1

Värmeförseglingsmaskin IS250

Impulsförslutare lämplig för papper / laminat eller Tyvek förpackningsmaterial. Omedelbart klar för användning, ingen uppvärmningstid.

Specifikation: Storlek: 220 x 420 x 300 mm, vikt 10 kg. Förseglingsömmens bredd är 8 mm, slät söm.



Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10015845	IS250	1

Värmeförseglingsmaskin RS 120A

Den inbyggda mikroprocessorn styr temperatur, tryck och tätningsfunktion och larmar vid feltillstånd.

Maskinen stannar på standby-läget och har automatisk på/av funktion för att spara motorn och minska energiförbrukningen. Lätt att programmera.

RS300 har dessutom en inbyggd printer.



Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016247	RS120A	1


Borstar och rengöringsprodukter

Borstar - engångs



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10008619	Flex001	Piprensare/rengörare på rulle, bomull, Ø3mm, längd 10m, mjuk	Rulle 10m
10023782	26323	Piprensare rulle medium Ø3mm 10m Bomull/Nylon	Rulle 10m
10023783	26328	Piprensare rulle Medium Ø15mm 5m Polyester/Nylon	Rulle 5m
10022984	26329	Piprensare rulle medium Ø15/4mm 5m Polyester/Nylon	Rulle 5m
10001386	26322	Rengörare rulle mjuk Ø3mm 10m Bomull/Nylon	Rulle 10m
10022985	26324	Rengörare "Duo" Mjuk Fleece Ø3mm Längd 150mm Bomull/Nylon	100
10008741	flex004	Rengörare mjuk polyester/fleece Ø9mm längd 300mm	50
10008750	flex033	Rörborste (Piprensare) mjuk Ø3mm längd 300 mm	50
10019677	26342	Rörborste (Piprensare) mjuk Ø3mm längd 300mm	50
10022361	26326	Rörborste (Piprensare) mjuk Ø12mm längd 300mm	50
10022004	09353	Borste Dubbel Ø3mm längd 1000mm längd Borstdel 15 mm, engångs	1
10021999	09322	Borste Ø5mm 20cm längd borstdel 20mm, engångs	100
10021269	BR-1031	Borste Metall borst en rad längd 165mm, engångs	1
10021270	BR-1033	Borste Metall borst tre rader längd 165mm, engångs	1
10020890	26475	Borste Mis Ø5mm längd 610mm längd borstdel 50mm, engångs	5
10022758	26476	Borste Mis Ø7mm längd 610mm längd borstdel 50mm, engångs	5
10022328	26477	Borste Mis Ø10mm längd 610mm längd borstdel 50mm, engångs	5
10019797	09049	Ø5mm längd 150mm, längd borstdel 20mm, engångs	100

Borstar - flergångs




Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10000020	BR-06-039	Borste rengöring Ø1mm, borstlängd 63mm skaftlängd 152mm	2
10001199	BR-8410	Borste för kanalrengöring Ø12,7 mm	3
10001200	BR-3044	Borste för kanalrengöring Ø5mm Anti-microbiell nylon	10
10023162	BR-18-197	Instrumentborste Ø50mm Längd 46 Cm Antimikrobiella Borst	2
10023163	BR-18-070	Instrumentborste Ø18mm Längd 46 Cm Antimikrobiella Borst	2
10023164	BR-18-039	Instrumentborste Ø10mm Längd 46 Cm Antimikrobiella Borst	2

Borstar och rengöringsprodukter



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10023271	BR-12-236	Instrumentborste Ø60mm Längd 30 Cm Antimikrobiella Borst	1
10023272	BR-12-197	Instrumentborste Ø50mm Längd 60 Cm Antimikrobiella Borst	1
10023273	BR-08-087	Instrumentborste Ø22mm Längd 20 Cm Antimikrobiella Borst	1
10023450	09311	Borste Ø 7 Mm Längd 610 Mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10023558	09052	Borste Ø 4 Mm Längd 300 Mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10023559	09336	Borste Ø 5 Mm Längd 250 Mm Längd Borstdel 100 mm	5
10023736	09745	Borste Ø 4mm Längd 400mm Längd Borstdel 80 Mm	1
10023768	BR-16-393	Instrumentborste 10mm L=406mm Med Antimikrobiella Borst	2
10023769	BR-16-276	Instrumentborste 7mm L=406mm Med Antimikrobiella Borst	2
10023073	AT-18-105	Rengöringsborste 2,7mm Diam Med Antimikrobiella Nylonborst	2
10023074	AT-18-131	Rengöringsborste 3,3mm Diam Med Antimikrobiella Nylonborst	2
10023075	AT-18-062	Rengöringsborste 1,6mm Diam Med Antimikrobiella Nylonborst	2
10023076	PP-16-039	Borste Ø 10mm Längd 40 Cm Längd Borstdel 2,5cm Fp Om 2 St	2
10023145	09054	Borste Ø 8 Mm Längd 300 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10023146	09068	Borste Ø 7 Mm Längd 500 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10023147	09309	Borste Ø 12 Mm Längd 610 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10022765	BR-4140	Specialreng Borste Med Nylonborst Skaft I Rfr Stål 25cm Borste	1
10022766	FT-24-250	Instrumentborste Ø6,35mm Rund Topp Rfr Stålskaft Antimikrobiella Borst	1
10022767	FT-24-440	Instrumentborste Ø11mm M Rund Topp Rfr Stålskaft Antimikrobiella Borst	1
10022768	FT-24-500	Instrumentborste Ø50mm M Rund Topp Rfr Stålskaft Antimikrobiella Borst	1
10022780	09066	Borste Ø 15mm Längd 800mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10022885	26325	Rengörare Mjuk Fleece Ø9mm L=30cm Polyester	5
10022886	09055	Borste Ø 10mm Längd 300 Mm Längd Borstdel 100 Mm Fp Om 5 St	5
10022983	26480	Borste F Sugmunstycke Ø3mm L=44cm Längd Borstdel 20mm	10
10022497	BR-5455	Borste 26 Cm Ø1,25+2.5mm Borstlängd 75 Mm	1
10022741	09313	Borste Ø 2.5mm Längd 610mm Längd Borstdel 50 Mm Förp Om 5 St	5

Borstar och rengöringsprodukter



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10022490	09318	Borste Ø 5 Mm Längd 405 Mm Längd Borstdel 80 Mm	5
10022060	09490	Borste Ø 3 Mm Längd 800 Mm Längd Borstdel 100 Mm	3
10022229	BR-08-144	Instrumentborste 20 Cm Borst Ø 3,3 Mm	2
10022230	BR-18-158	Instrumentborste 46 Cm Borst Ø 4 Mm	2
10022231	BR-18-250	Instrumentborste 46 Cm Borst Ø 6,35 Mm	2
10022341	26492	Borste Ø 0,60mm Längd 215mm Längd Borstdel 75 Mm	5
10022008	09388	Borste Ø1.4mm L: 45cm Spets U Borst Längd Borstdel 15 Mm	5
10022053	09458	Flaskborste Ø 40 Mm Längd 650 Mm Längd Borstdel 60 Mm	5
10022000	09332	Borste Ø 20mm Längd 500mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10022001	09338	Borste M Handtag Ø 3.5mm 265mm Längd Borstdel 20 Mm	2
10022002	09340	Borste Ø 2.5mm Längd 300mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10022003	09342	Borste Ø 2mm Längd 350mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10021495	09059	Borste Ø 30 Mm Längd 300mm Längd Borstdel 80 Mm	5
10021496	09083	Borste Ø 50 Mm Längd 1400mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10021499	09324	Borste Ø 5 Mm Längd 500mm Längd Borstdel 35 Mm	5
10021500	09334	Borste Ø 40 Mm Längd 500mm Längd Borstdel 60 Mm	5
10021501	09344	Borste Ø 3mm Längd 450mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10021502	09345	Borste Ø 4mm Längd 500mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10021506	45906	Borste Med Pärla Ø1.6mm Längd 215mm Längd Borstdel 22 Mm	3
10021581	09491	Reng.Borste För Reamer 800mm Ø 7mm Borstlängd 100mm	3
10021686	09341	Borste Ø 3,0 Mm Längd 300mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10021401	09056	Borste Ø 15mm Längd 300mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10021451	09095	Borste Med Ring Ø 1mm Längd 450mm Längd Borstdel 13 Mm Förp Om 5 St	5
10021189	45912	Borste Med Pärla Ø 3mm Längd 215mm Längd Borstdel 18 Mm	3
10020749	FT-24-197	Borste Solfjäderspets Ø 5 Mm Längd 600 Mm	2

Borstar och rengöringsprodukter



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10020750	FT-24-276	Borste Solfjäderspets Ø 7 Mm Längd 600 Mm Förp Om 2 St	2
10020830	FT-12-197	Borste Solfjäderspets Ø 5 Mm Längd 300 Mm	2
10020831	FT-12-375	Borste Solfjäderspets Ø 10 Mm Längd 300 Mm	2
10020832	FT-12-500	Borste Solfjäderspets Ø 13 Mm Längd 300 Mm	2
10020620	BR-31-118	Instrumentborste 3 mm	3
10020745	BR31-197	Instrumentborste 5 mm	3
10020746	BR-31-276	Instrumentborste 7 Mm	3
10020362	45910	Borste F Frazier Sug Ø 2.5mm X 21mm Längd 215 Mm	3
10020369	09339	Borste Ø 2mm Längd 300mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10020370	09050	Borste Ø2.5mm Längd 500mm Längd Borstdel 30 Mm	5
10020371	09051	Borste Ø 7 Mm Längd 350mm Längd Borstdel 80 Mm	5
10020425	09366	Borste Ø0.6mm L: 45cm Spets U Borst Längd Borstdel 8 Mm	5
10020485	09317	Borste Ø 5 Mm Längd 650 Mm Längd Borstdel 100 mm	5
10020486	09343	Borste Ø 2,5 Mm Längd 400 Mm Längd Borstdel 80 Mm	5
10020167	45908	Borste För Frazier Sug Ø 2mm X 21mm Längd 215 Mm	3
10020168	26023	Borste Med Runt Huvud Ø 40 Och 8mm Längd 190 Mm	3
10020169	09096	Borste M Handtag Ø 20mm 270mm Längd Borstdel 70 Mm	1
10019521	BR-12-158	Instrumentborste 30 Cm Fp Om 2 St Borst Ø 4 Mm	2
10019522	BR-24-200	Instrumentborste 61 Cm Fp Om 2 St Borst Ø 5 Mm	2
10019523	BR-24880	Instrumentborste 61 Cm Fp Om 2 St Borst Ø 22 Mm	2
10019524	FT-18-197	Borste Solfjäderspets Ø 5mm Längd 450 Mm Förp Om 2 St	2
10019525	FT-18-250	Borste Solfjäderspets Ø 6.35 Mm Längd 450 Mm Förp Om 2 St	2
10019584	09315	Borste Ø 10 Mm Längd 650 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	2
10018555	BR-08-087	Instrumentborste Ø22mm Längd 20 Cm Antimikrobiella Borst	2
10018981	09310	Borste Ø 10 Mm Längd 610 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10018982	09053	Borste Ø 6 Mm Längd 300 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5
10019026	09307	Borste Ø 7 Mm Längd 300 Mm Längd Borstdel 100 Mm Förp Om 5 St	5

Borstar och rengöringsprodukter



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10019027	09303	Borste Ø 10 Mm Längd 140 Mm Längd Borstdel 45 Mm	5
10019034	PP-18-750	Borste Ø 19,05mm Längd 45 Cm Längd Borstdel 15 Cm	2
10019035	PP-18-750-50	Borste Ø 19,05mm Längd 45 Cm Längd Borstdel 15 Cm	50
10019080	09492	Reng.Borste För Reamer 800mm Ø 5mm Borstlängd 100 Mm 1 Fp Om 3 St	3
10019319	PP-16-087	Borste Ø 2,20mm Längd 40 Cm Längd Borstdel 2,5cm	2
10003216	AT-18-375	Borste .375" diam 18" längd i nylon m akrylspets	2
10003485	AT-24-375	Borste .375" diam 24" längd i nylon m akrylspets	2
10003504	AT-12-440	Borste .440" diam 12" längd i nylon m akrylspets	2
10026010	26478	Borste Mis Ø 15mm Längd 610mm Engån Längd Borstdel 50 Mm	5
10026143	09312	Borste Ø 5mm Längd 610mm Längd Borstdel 100mm	5
10022136	BR-3045	Rengöringsborste Special D=5,1 Mm Antimikrobiella Borst Skaft L=20cm	10

Borstar - flergångs övriga




Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp
10024109	N-2121	Borste Med Olika Borstar I Ändarna 175 Mm Skaft Medelmjuka Nylonborst	2
10022054	09459	Instrumentborste 2-pack	2
10022055	09460	Borste Hård Borst 75 X 15 Mm Vinklat Handtag	2
10022057	09478	Borste Mjuk Borst 75 X 15 mm	1
10022059	09485	Borste Hård Borst 75 X 15 mm	2
10021998	09320	Borste Vinklad Kraftig 12+12 mm & 30/45 mm	10
10021840	09319	Borste Med Ring Ø 1.8mm Längd 450mm Längd Borstdel 13 Mm	2
10021844	45914	Borste Med Pärla Ø 4mm Längd 215mm Längd Borstdel 18.5 Mm	3
10021996	09306	Borste Ø 5mm Längd 300mm Längd Borstdel 100 Mm	5
10021997	09308	Borste Ø2.5mm Längd 300mm Längd Borstdel 50 Mm	5
10021684	09064	Borste Dubbel Längd 155 Mm Ej Diskbar Borstlängd 10 Och 30 Mm	10
10021452	09098	Borste Dubbelsidig Medium 35/10 Mm & 25/5 Mm Förp 2 St	2
10020166	09325	Borste Metall Borst 15x40 Mm Totallängd 180 mm	1
10021267	PP-22-062	Borste för instrumentrengöring handtag i rostfritt stål, polypropylenborst, 55,9cm lång, borst 1,58mm diam, längd 2,54cm	2

Borstar och rengöringsprodukter




Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10020103	26029	Borste Med Variabel Borstlängd Längd 55 Mm Bredd 33 Mm	3
10023781	S-2131	Borste Dubbelsidig, plastskaft, borsten mjuk rostfritt stål. Längd 18 Cm	3
10026146	26491	Rengöringsborste Mjuk 215x75mm Vit Värmetålig Upp Till 134c,	1

Endoskopborstar




Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10026147	BR-18-125	Borste För Endoskop Ø3mm L=5mm Antimicrobiella Borst Rfr Skaft	2
10005147	26038	Rengöringsborste för endoskop diam 10mm L=40mm eng,	100
10023560	26027	Borste Dubbel Ø 5,2/11mm L. 156 Mm Längd Borstdel 19,5/28,5 Mm	100
10020170	09331	Rektoskopiborste Ø 20mm Längd 450mm Längd Borstdel 150 Mm	5
10019381	09352	Borste Dubbel Ø 2mm Längd 1000mm Längd Borstdel 15 Mm Engångs	1

Borstset



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10022496	BR-6099	Set Med 5 Reng.Borstar Större Model Br-5000,5200,5400,5500,5600	5
10021347	09057	Set Med 7 St Borstar Ø: 2.5-15 Mm 1 Av Varje Av In-09050/In-09056	7
10020747	BR-4299	Set Av Instrumentborstar 18 St 9 Olika Storlekar	18
10020748	BR-4999	Set Av Rörborstar 20 St 10 Olika, Franska Storlekar 3-12	20
10020105	26034	Set Med 12 Olika Rengöringsborstar Förp Om 42 St Borstar	42
10020165	26485	Set Med 12 Olika Rengöringsborstar Set med 42 Borstar	42
10019610	26035	Set Med 18 St Olika Borstar Setet Består Av Totalt 54 Borstar	54
10021467	BR-4199	Borstset innehåller 9 st borstar	1

Övrig rengöring av instrument m.m.



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10021078	07443	Rengöringshylsa 550 Mm Inkl 2 Lock För Kirschnertrådar	1
10021082	02117	Rengöringsdyna För Smuts Och Rost	3
10021837	02118	Rengöringsdyna för smuts grov	3
10021329	02110	Instrumentrengöring Chirol Ultra för metall. Flaska 250ml.	1

Färgkodning och märkning

Skylthållare till insticksskyltar 55x35mm



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10019834	01497	Skylthållare i rostfritt stål 50x20mm	25

PTL insticksskylt

Passar till skylthållare 10019834 och hållare på containrar. Värmebeständig upp till 134 grader C.



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10008317	01568	Insticksskylt 55x35mm grön.	25
10008328	01570	Insticksskylt 55x35mm gul.	25
10008351	01597	Insticksskylt 55x35mm svart.	25
10008320	01569	Insticksskylt 55x35mm ljusblå.	25
10008341	01573	Insticksskylt 55x35mm mörklå.	25
10024231	01571	Insticksskylt 55x35mm Orange.	25
10008350	01575	Insticksskylt 55x35mm rosa.	25
10008313	01567	Insticksskylt 55x35mm röd.	25
10008312	01566	Insticksskylt 55x35mm vit.	25

Gallerskylt i plast

Med clips. Finns i olika storlekar och färger. Värmetålig upp till 134 °C.



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10005146	01961	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Brun	25
10005040	01915	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Grön	25
10004942	01563	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Gul	25
10005207	01981	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Lila	25
10005046	01916	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Ljusblå	25
10005148	01964	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Mörkblå	25
10005145	01919	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Ockragul	25
10005048	01917	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Orange	25
10021045	01914	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Röd	25
1004994	01913	Gallerskylt Plast 30x30 Mm Vit	25
10019657	01983	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Lila	25
10019658	01920	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Vit	25
10019659	01561	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Gul	25
10019660	01925	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Svart	25
10019661	01982	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Rosa	25
10019662	01922	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Grön	25
10019663	01921	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Röd	25
10023217	01924	Gallerskylt Plast 55x30 Mm Orange	25
10021681	01923	Gallerskylt Plast 55x 30 Mm Ljusblå	25

Färgkodning och märkning



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10021726	01929	Gallerskylt Plast 70 X 30 Mm Grön	25
10021725	01928	Gallerskylt Plast 70 X 30 Mm Röd	25
10019433	01562	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Gul	25
10019435	01966	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Mörkblå	25
10020999	01984	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Rosa	25
10021044	01985	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Lila	25
10023684	01932	Gallerskylt Plast 70 X 30 Mm Svart	25
10023683	01927	Gallerskylt Plast 70 X 30 Mm Vit	25
10021727	01930	Gallerskylt Plast 70 X 30mm Ljusblå	25
10023900	01933	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Okragul	25
10023901	01931	Gallerskylt Plast 70x30 Mm Orange	25
10022779	01943	Gallerskylt Plast 90x50 Mm Grön	25
10023182	01944	Gallerskylt Plast 90x50 Mm Ljusblå	25
10023181	01988	Gallerskylt Plast 90x50 Mm Rosa	25
10019633	01942	Gallerskylt Plast 90x50 Mm Röd	25
10020902	01945	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Orange	25
10022454	01941	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Vit	25
10021327	01987	Gallerskylt Plast 90x30 Mm Lila	25
10020367	01967	Gallerskylt Plast 90x30 Mm Mörk Blå	25
10020368	01986	Gallerskylt Plast 90x30 Mm Rosa	25
10020599	01938	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Orange	25
10021319	01935	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Röd	25
10020600	01939	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Svart	25
10021318	01934	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Vit	25
10021322	01940	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm ockragul	25
10021321	01937	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Blå	25
10020601	01958	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Brun	25
10021320	01936	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Grön	25
10020571	01564	Gallerskylt Plast 90 X 30 Mm Gul	25

Gallerskylt i plast

Gallerskylt i plast 90x50mm. Utan clips. Värmetålig upp till 134°C. Finns i olika färger.

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10019143	02211	Gallerskylt Plast 90x50mm Röd	25
10020829	02213	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Gul	25
10020976	02247	Gallerskylt Plast 90x50mm Svart	25
10021332	02210	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Orange	25
10021333	02212	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Blå	25
10021334	02214	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Grön	25
10021335	02250	Gallerskylt Plast 90 X 50 Mm Lila	25

Färgkodning och märkning

Gallerskyt i plast

Kan steriliseras i ånga och innehåller en skrivbar PET-filmetikett. Finns i ett antal olika färger för smart färgkodning.



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10017860	TAG012	Gallerskyt Plast 90x38mm Beige.	100
10017926	TAG013	Gallerskyt Plast 90x38mm Gul.	100
10017927	TAG022	Gallerskyt Plast 90x38mm Rosa. För	100
10017928	TAG014	Gallerskyt Plast 90x38mm Orange.	100
10017929	TAG016	Gallerskyt Plast 90x38mm Blå.	100
10017930	TAG015	Gallerskyt Plast 90x38mm Röd.	100
10017931	TAG023	Gallerskyt Plast 90x38mm Turkos.	100
10017932	TAG024	Gallerskyt Plast 90x38mm Senapsgul.	100
10017933	TAG019	Gallerskyt Plast 90x38mm Violet.	100
10017934	TAG017	Gallerskyt Plast 90x38mm Grön.	100
10017954	TAG021	Gallerskyt Plast 90x38mm Limegrön.	100
10017955	TAG020	Gallerskyt Plast 90x38mm Svart.	100
10017956	TAG018	Gallerskyt Plast 90x38mm Grå.	100
10016212	TAG011	Gallerskyt Plast 90x38mm Vit.	100

Gallerskyt engångs

Längd 200mm. Olika färger.



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10023693	09680	Gallerskyt 50x30mm Blå	100
10023594	09681	Gallerskyt 50x30mm Grön	100
10023695	09683	Gallerskyt 50x30mm Gul	100
10023694	09682	Gallerskyt 50x30mm Röd	100
10023692	09679	Gallerskyt 50x30mm Vit	100

Gallerskyt engångs - syntetmaterial



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10026136	08338	Gallerskyt Rosa 240x50mm	250
10026139	09265	Gallerskyt Grön 236x50 Mm	250
10026141	09267	Gallerskyt Gul236x50 Mm	250
10026142	09269	Gallerskyt Orange 236x50 Mm	250
10026140	09266	Gallerskyt Röd 236x50 Mm	250
10021498	09264	Gallerskyt Blå 236x50 Mm	250
10021497	09244	Gallerskyt Vit 236x50 Mm	250
10021504	09566	Gallerskyt Blå 240x50 Mm	250

Gallerskyt engångs - polyuretan

Värmetålig upp till 134 °C.

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10024216	01424	Gallerskyt Mörkgrön 90x33mm	100

Färgkodning och märkning

Gallerskylt - rostfritt stål



10021544



10021539



10021538

Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10021544	01493	Gallerskylt Metall 30x30 Mm	25
10021626	01520	Gallerskylt Metall 42x36 Mm M Clips	25
10023681	MT-0553-10	Gallerskylt Metall 55x30 Mm	10
10021628	01559	Gallerskylt Metall 55x33 Mm M Clips	25
10021723	01495	Gallerskylt Metall 70x30mm M Clips	25
10021273	01590	Gallerskylt Metall 75x35 mm m clips	25
10021536	01449	Gallerskylt Metall 90x30mm M Clips	25
10021473	01445	Gallerskylt Metall 90x33 Mm	50
10021076	01444	Gallerskylt Metall 90x50 Mm	50
10021539	01454	Gallerskylt Metall 90x50mm M Clips	25
10021195	01588	Gallerskylt Metall 65x24mm (hållet 6x10mm)	5
10021537	01452	Gallerbricka Metall Ø 25mm (hållet 4x9mm)	50
10021538	01453	Gallerbricka Metall Ø 50mm (hållet 4x9mm)	50
10021794	01456	Gallerskylt Metall 40x20 Mm	50

Containerförsegling - plombering till container



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10020723	01235	Containerförsegling Orange Med Indikator Engångs	1000
10021337	02637	Containerförsegling Martin Röd Ångindikator	500
10021507	01020	Containerförsegling Rektangulär Blå Utan Indikator Engångs	1000
10021731	02636	Containerförsegling Martin Röd Utan Indikator	500

Instrumentmärkning

Märkband i olika färger tillverkade av silikon. Fungerar vid ångsterilisering, utan indikator. Engångsförpackning,



Art.nr	Ref.nr.	Beskrivning	Förp.
10021993	09291	Id-Band Blått För Ø Till 8mm	100
10020695	09299	Id-Band Grått För Ø Till 8mm	100
10023252	09290	Id-Band Grönt För Ø Till 8mm	100
10021994	09292	Id-Band Gult För Ø Till 8mm	100
10021995	09294	Id-Band Rött För Ø Till 8mm	100
10019550	09293	Id-band svart för Ø till 8mm	100
10020698	09295	Id-Band Vitt För Ø Till 8mm	100

Övrigt steriliseringsmaterial

Absorberande fuktpapper

Vitt absorberande fuktpapper av medicinsk kvalitet. Den absorberande pappersduken används för att samla kondensvatten samt att skydda korgen från vassa kanter.



Art.nr	Ref.nr.	Storlek	Utförande	Förp.
10016496	TL25	25 x 30 cm	cellulosafiber	1000
10016497	TL3040	30 x 40 cm	cellulosafiber	500
10016498	TL40	40 x 50 cm	cellulosafiber	500
10016499	TL50	50 x 30 cm	cellulosafiber	500
	TLNW1525	15 x 25 cm	nonwoven	3200
	TLNW3025	30 x 25 cm	nonwoven	1200
	TLNW3040	30 x 40 cm	nonwoven	1200
	TLNW3050	30 x 50 cm	nonwoven	600
	TLWE2525	25 x 25 cm	med kant	500
	TLWE4825	48 x 25 cm	med kant	500
	TLWE5030	50 x 30 cm	med kant	500

Märkpenna för sterilisering

En permanent, tillförlitlig tunn märkpenna som kan användas på kartong, papper, gummi, läder, metall, glas, porslin, syntetmaterial, och polystyren. Bläcket torkar omedelbart och är motståndskraftigt mot vatten, ljus, förändringar i miljön samt värme. Bläcket är giftfritt. Märkningen varar minst ett år under normala förhållanden. Undvik extrema temperaturer under lagring. Pennhuvudet indikerar färgen på bläcket.

Art.nr	Ref.nr.	Färg	Spetsbredd	Förp.
10016771	MAR1	svart	0,75 mm	10
10016772	MAR2	röd	0,75 mm	10
10016182	MAR3	blå	0,75 mm	10
10017788	MARIT	tjock svart	1,0 mm	10



Övrigt steriliseringsmaterial

Förseglingskontroller

Steriking Seal Control är utformad för att underlätta kontroll av förseglingen av förpackningen. De kritiska faktorerna i en värmeförseglingsprocess är tid och tryckhållfasthet. Förslutningarna bör kontrolleras både på bredden och längden av svetsfogen. Steriking Seal Control är utformad för användningen vid den dagliga tillsynen av standarden SFS-EN ISO 11.607-2.



Art.nr	Ref.nr.	Test	Förp.
10016421	SC250	Papper / plast	250
10016264	TSC200	Tyvek/plast	200

Seal 300 innefattar kontrollblad och toner, för kontroll av svetsfogarna på förpackningarna.



Art.nr	Ref.nr.	Förp.
10016228	MS300	300


Smart Dye Test är utformad för att enkelt kontrollera funktionen av förslutningsutrustningen samt förseglingen av förpackningen. Defekter som t.ex. kanaler i svetsfogen syns omgående. Enligt DIN ISO 11607-1 Annex B



Art.nr	Ref.nr.	Test	Förp.
10001164	08116	Test av pappers-/plastpåsar - blå	30
10005501	08124	Test av Tyvek påsar - röd	30

Övrigt steriliseringsmaterial

Skyddshandskar för värme/kyla



Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10020256	09368	Skyddshandske i Silikon. Längd 35cm. Tål - 40°C Till +240°C. Ruggad yta	1
10022058	09484	Skyddshandske i Silikon. Längd 43cm. Tål - 40°C Till +240 °C. Ruggad yta	1
10021129	09263	Skyddshandske i Silikon. Blå, längd 37cm. Tål - 60°C Till +260 °C. Diskbar i desinfector	1
10022081	09884	Skyddshandske Stl 9,5-10. Längd 52cm. Tål -180°C Till +260 °C. Av Nomextyg. Diskbar i desinfector	Par

Nitrilhandskar

Extra långa handskar för maximalt skydd. Längd 40 cm. AQL 1,5. PPE kategori III.

Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10021547	09472	Nitrilhandske Blå S, 6,5-7	50/1000
10021592	09473	Nitrilhandske Blå M, 7,5-8	50/1000
10022056	09474	Nitrilhandske Blå L, 8,5-9	50/1000
10023308	09475	Nitrilhandske Blå XL, 9,5-10	50/1000

Packbordsunderlägg


Ett underlägg som ger både stöt- och halkskydd för instrumenten, samt minskar ljudnivån. Silikon.



Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10024116	08703	Blå 2mm tjocklek	1
10019131	08700	Transparent 2mm tjocklek	1
10019418	08701	Grön 2mm tjocklek	1

Instrumentklämma

Håller instrumentet öppet under disk och förhindrar att smuts och fukt stannar kvar i det öppna området. Bidrar till en längre livslängd på instrumentet.



Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10008440	20460	Vit ID 40 mm	1
10008451	20411	Gul ID 50 mm	1
10008462	20408	Blå ID 60 mm	1
10008483	20406	Röd ID 70 mm	1
10008499	20412	Grön ID 80 mm	1

Övrigt steriliseringsmaterial

Medismore Clogs

Ljusblå clogs/skor för professionellt bruk inom sjukhus. En välventilerad och robust arbetssko. Tilverkad av termoplastisk elastomer. Kan tvättas i temperaturer upp till 110°C med vilken typ av tvättmedel som helst och kan ångsteriliseras i 134°C i 18 minuter. Kan även steriliseras med flytande desinfektionsmedel och/eller etylnoxid och formaldehyd.



Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10024328	CLOGNH36LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 36	Par
10024329	CLOGNH37LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 37	Par
10024330	CLOGNH38LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 38	Par
10024331	CLOGNH39LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 39	Par
10024332	CLOGNH40LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 40	Par
10024333	CLOGNH41LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 41	Par
10024334	CLOGNH42LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 42	Par
10024335	CLOGNH43LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 43	Par
10024336	CLOGNH44LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 44	Par
10001405	CLOGNH45LB	Autoklaverbar antistatisk i PU, strl 45	Par

Hållare för borstar

Hållare för borstar i rostfritt stål, 40,64x88,9cm och 2 extra kroklistor.

I rostfritt stål, inbyggd droppbricka, väggfäste, innehåller 12 permanenta pinnar och 2 hållare med 4 krokar var. Gängade, vinklade krokar hjälper till att hålla borstarna på plats. (Obs: passar borstar upp till 84cm i längd).

Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Förp.
10021621	BR-7000	Hållare för borstar	1



Helhetslösningen för en patientsäker vård

Mediq adderar stort värde med helhetskoncept

Mediq adderar ett stort värde för sterilcentraler med ett eget genomtänkt helhetskoncept från operation till operation, med effektiva och användarvänliga sterilprodukter. Mediq arbetar ständigt för patientens bästa, med fokus på att frigöra tid från vården, tid som används för att kunna ge patienterna ännu mer uppmärksamhet. Med vårt sterilkoncept skapar vi förutsättningar som möjliggör mer tillgänglig patienttid. Vi ser till att skapa rätt förutsättningar för vården och erbjuder en säker hantering som frigör patienttid.



Vårt breda och heltäckande sortiment inkluderar allt från olika typer av sterilemballage och material för tester och processkontroll till omfattande desinfektionsapparatur. Allt från enskilda maskiner till kompletta sterilcentraler.

Kontakta oss gärna vid intresse:

Gudrun Alm
Produktchef sterilemballage/förbrukning
Tel: 031- 388 90 81
gudrun.alm@mediq.com

Marie Tegenborg
Produktspecialist sterilemballage/förbrukning
Tel: 031 - 388 91 78
marie.tegenborg@mediq.com

Ola Nordström
Produktchef desinfektionsapparatur
Tel: 0708 - 94 95 64
ola.nordstrom@mediq.com

Kundservice har öppet vardagar 08.00–16.30
Tel: 031-388 90 00
kundservice@mediq.com



at the heart of healthcare

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungälv | Tel. 031 - 388 90 00 | www.mediq.se